

## Preforme sotto analisi

L'analizzatore di acetaldeide PETes AA Analyzer di Piovan installato in oltre 150 siti.

3 dicembre 2014 06:25

Dall'introduzione sul mercato, avvenuta ormai dieci anni fa, l'analizzatore di acetaldeide PETes AA Analyzer di Piovan è stato installato in oltre 150 laboratori e reparti di produzione preforme PET.



Lo strumento consente di misurare il tenore di acetaldeide sull'intera preforma - e non su un campione da preparare appositamente - sfruttando il principio della gascromatografia, in modo semplice, rapido, affidabile, ripetitivo e ripetibile.

Secondo la società veneta, PETes AA Analyzer fornisce risultati eccellenti con un livello di affidabilità superiore al 99%, offrendo una soluzione ai problemi ed agli inconvenienti tipici dei metodi convenzionali normalmente utilizzati per la misurazione dell'acetaldeide nelle preforme.

L'analizzatore Piovan si caratterizza anche per il layout compatto, che racchiude in un'unità da tavolo cella di deassorbimento, gascromatografo, centralina di controllo a microprocessore e monitor LCD a colori.

PETes AA Analyzer è disponibile in due versioni: Lab, destinata ad applicazioni di laboratorio (nella foto) e Turret, concepita invece per l'installazione in un reparto di produzione.

© Polimerica - Riproduzione riservata